

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

1. Αιμοστατική σκόνη σε συσκευασία 5gr, παρασκευασμένη από απορροφήσιμους αιμοστατικούς πολυσακχαρίτες, με δυνατότητα απορρόφησης υγρών έως 45-50 φορές του βάρους της.

Να παρασκευάζεται από 100% πολλαπλά φυτικά σωματίδια αμυλάσης, σε δομή αλυσίδας ώστε να προσδίδει στα σωματίδια της υδρόφιλα και βιοσυμβατά χαρακτηριστικά.

Να μην περιέχει ανθρωπινά ή ζωικά παράγωγα και να μην είναι πυρετογόνος.

Να αποδεικνύεται εγγράφως, βάσει μελέτης, η αντισυμφυτική της δράση.

Να απορροφάται από τον οργανισμό σε 48 ώρες.

Να πραγματοποιεί πήξη σε δύο (2') λεπτά ενεργοποιώντας διπλό μηχανισμό αιμόστασης, δημιουργώντας ένα φράγμα γέλης ερχόμενη σε επαφή με το αίμα ενώ ταυτόχρονα να αυξάνει την συγκέντρωση ινωδογόνου – αιμοπεταλίων – ερυθρών αιμοσφαιρίων για την επιτάχυνση του μηχανισμού πήξης.

2. Λαπαροσκοπικό εφαρμογέα για χρήση της αιμοστατικής σκόνης σε ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Να είναι μήκους 44cm μιας χρήσης με κλιπ ασφαλείας για αποφυγή διαρροής και ειδικό άκρο με εγκοπή για αποφυγή δημιουργίας θρόμβου.

Η σκόνη και ο εφαρμογέας να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για πλήρη συμβατότητα.

Να κατατεθούν μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της σκόνης καθώς και πιστοποιητικό εκπροσώπησης του εργοστασίου.